



JAY[®] LITE - poczuć LEKKOŚĆ

LEKKA od zaledwie 780 g* z podstawą Olotex®
CHŁODNA rozpraszanie wilgoci i ciepła dzięki tkaninie przestrzennej 3DX™
AKTYWNA nastawiona na ruch” za pomocą technologii Optiwell™ plus 44 rozmiary oraz opcje pozycjonowania

Chcesz uzyskać więcej informacji lub szczegóły dotyczące najbliższego sprzedawcy?

... Zarejestruj się teraz na stronie www.jay-seating.com

*dotyczy poduszki o wymiarach 40 x 40 cm, poduszka 35 x 35 cm jest jeszcze lżejsza



Reaction Force
Reduction



Pre-contouring



Firmness
Layering



Microclimatic
Material



Positioning
Capability



Tension
Reduction





JAY® LITE — bądź cool

Nauka o siedzeniu

Firma JAY ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie siedzisk klinicznych, z uwzględnieniem badań klientów, baz danych antropometrycznych, mapowania ciśnienia i nauki o materiałach.




Poduszka Jay Lite została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych materiałów, profilowania i badań klinicznych. Jest dzięki temu idealną poduszką dla aktywnego użytkownika.

Charakterystyka i łatwość przenoszenia

Ważąca zaledwie 780 g przy wymiarach **40 x 40 cm** poduszka **JAY LITE jest jedną z najlżejszych dostępnych** poduszek z redystrybucją nacisku.

Reaction Force Reduction



Pre-contouring



Firmness Layering



Poduszka JAY LITE pokrywa również inne obszary potrzeb aktywnego klienta.

Doskonała dystrybucja nacisku

W poduszce JAY LITE zastosowano wycięcia na gałki kulszowe w połączeniu z poddaną badaniom antropometrycznym technologią Optiwell™. Ma to na celu przekierowanie nacisku z wyrostków kości miednicy oraz na biodra i nogi.


Warstwy twardego materiału Oletex® i miękkiej pianki EVA zapewniają komfort bez uszczerbku na stabilności, kluczowej dla aktywnego klienta.



Nastawiona na działanie

Poduszka JAY LITE jest dostępna w 44 rozmiarach i dwu wersjach. Podstawa standardowa jest doskonała w aspekcie komfortu, redystrybucji nacisku oraz rozpraszania ciepła i wilgoci u większości klientów. W przypadku osób wymagających większej stabilności opcja pozycjonowania zapewnia wsparcie boczne i przyśrodkowe ud.

Microclimatic Material



Tension Reduction



Doskonale rozpraszanie ciepła i wilgoci

Z aktywnym życiem wiąże się wytwarzanie ciepła i potrzeba pozostania „cool”.

W poduszce JAY LITE stosowane są mikroklimatyczne nadwymiarowe” pokrywy 3DX™ i podstawy Olotex® „z przepływem powietrza”, z otworami wentylacyjnymi i porowatą pianką.

Positioning Capability



Zachowaj chłód, aby wyglądać „cool”

Poduszka JAY LITE nie tylko zapewnia wygodę i wygodną postawę w ciągu dnia, ale również dobrze wygląda. Kluczowe cechy, w tym antypoślizgowa podstawa, wycięcia w oparciu i łatwa do chwycenia rączka do przenoszenia

gwarantują nieprzemieszczanie się poduszki JAY LITE, a przy tym łatwość jej przenoszenia.

Specyfikacje techniczne

44 rozmiary siedziska od 35x35 cm do 60x60 cm

Dopuszczalna waga użytkownika: 113 kg

Ciężar poduszki 780 g dla profilu standardowego

Wysokości poduszki: 7 cm

Chcesz uzyskać więcej informacji lub szczegóły dotyczące najbliższego sprzedawcy?

... Zarejestruj się teraz na stronie www.jay-seating.com

Dziękujemy Tarekowi Rasouli za udział w tworzeniu tej broszury.